# Київський національний університет ім.Т.Шевченка

### ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

# ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПЕРСІЇ СВІТЛА У СКЛІ

Автор: Холоімов Валерій

5 мая 2021 г.

#### 1 Вступна частина

**Мета роботи:** Ознайомлення з експериментальними методами дослідження дисперсії світла в речовині і, зокрема, з методом заломлення в призмі.

**Прилади:** Гоніометр, скляна призма, плоскопаралельна скляна пластина, ртутна лампа, трансформатор, настільна лампа

#### Теоретичні відомості

Дисперсія світла в деякій речовині — це залежність показника заломлення n цієї речовини від частоти  $\nu$  (довжини хвилі  $\lambda$ ) світла, або залежність фазової швидкості світлових хвиль у речовині V від їх частоти (довжини хвилі). Наслідком дисперсії світла є розкладання в спектр пучка білого світла при його проходженні крізь призму.

Відносну дисперсію обраховують за формулою:

$$N = \frac{n_B + n_R}{n_Y + 1}$$

де  $n_B$  показник заломлення для хвилі з довжиною  $\lambda=486,1$  (синя лінія водню),  $n_R$  показник заломлення для хвилі з довжиною  $\lambda=656,3$  (червона лінія водню, С),  $n_Y$  – показник заломлення для хвилі з довжиною  $\lambda=589,3$  (середнє з двох довжин хвиль, які відповідають двом близьким жовтим лініям натрію D).

У даній роботі визначення показників заломлення скла проводиться методом заломлення в призмі. За цим методом із досліджуваної речовини (скла) виготовляють призму і спостерігають у ній заломлення світла. Показник заломлення n для хвилі з довжиною  $\lambda$  визначається за формулою:

$$n = \frac{\sin\frac{\phi + \delta}{2}}{\sin\frac{\phi}{2}}$$

Де  $\phi$  – кут заломлення призми, а  $\delta$  – кут найменшого відхилення променів даної довжини хвилі.

## 2 Практична частина

#### 2.1 Вимірювання заломлюючого кута призми

Розрахунок проводиться за наступною формулою

$$\phi = \pi - \beta + \alpha$$

Виміряні кути та розрахунки подані у наступній таблиці

α	β	φ	<φ>	
152° 24' 56"	272° 25 '34"	59° 59' 18"		
152° 25' 30"	272° 26' 08"	59° 59' 22"	59° 59' 21''	1,047 рад
152° 25' 12"	272° 25' 48"	59° 59' 24"		

Рис. 1: Вимірювання заломлюючого кута призми

# 2.2 Визначення кута найменшого відхилення білих ліній спектра ртуті

///> Engl	γ				
<b>−</b> <γ>, град	хв сек град		XB	град	
129.0245	128,034	2	2	128	
128,0345	128,035	6	2	128	

Рис. 2: Визначення кута найменшого відхилення

# 2.3 Визначення показників заломлення скла призми для світлових хвиль, що відповідають різним спектральним лініям ртуті

колір	δ			w S progr	w S non		λ, Å	
	град	XB	сек	град	ү-б, град	γ-δ, рад	n	λ, Α
червоний —	179	36	44	179,612	51,5775	0,9002	1,6541	6907,16
	179	41	58	179,6994	51,6649	0,9017	1,6550	6716,17
жовтий 179 180	179	59	55	179,9986	51,9641	0,9069	1,6579	5790,65
	180	1	10	180,0194	51,9849	0,9073	1,6581	5769,59
зепений	180	21	12	180,353	52,3185	0,9131	1,6613	5460,74
	181	8	18	181,1383	53,1038	0,9268	1,6689	4916,04
синій 13	181	8	18	181,1383	53,1038	0,9268	1,6689	4916,04
	182	19	38	182,3272	54,2927	0,9476	1,6803	4358,35
	182	21	25	182,3569	54,3224	0,9481	1,6806	4347,5
	182	22	45	182,3792	54,3447	0,9485	1,6808	4339,24
фіолетовий <del>                                      </del>	183	17	31	183,2919	55,2574	0,9644	1,6894	4077,81
	183	10	52	183,181	55,1465	0,9625	1,6883	4046,56
φ/2	29	59	41	29,9947	0,5235 рад			
φ	59	59	21	59,9892	1,0470	рад		

Рис. 3: Визначення показників заломлення скла призми




Рис. 4: Графік залежності показника заломлення від довжини хвилі

#### 2.4 Визначення відносної диспервсії скла

$$N = \frac{n_B + n_R}{n_Y + 1} = \frac{1,6776 + 1,6651}{1,6580 + 1}$$

#### 3 Висновок

В даній роботі було досліджено метод визначення показника заломлення ізотропної твердої прозорої речовини за вимірюваним заломлюючому кута призми з даної речовини та по куту найменшого відхилення параксіального променя, що пройшов через призму. Вимірювання вказаних кутів проводиться за допомогою гоніометра ГС-5. Також було встановлено залежність показника заломлення світла від довжини хвилі, що падає на межу розділу двох середовищ (скла та повітря), тобто досліджено явище дисперсії світла.

Встановлене значення відносної дисперсії N = 1,257

Згідно графіку № 3.1 показник заломлення має обернену залежність від довжини хвилі: найбільш довгим хвилям (хвилі, що відповідають червоним лініям спектра) відповідають найменші значення показника заломлення (1,6541-1,6550), найкоротшим хвилям (хвилям, що відповідають фіолетовим лініям спектра) відповідають найбільші значення показника заломлення (1,6883-1,6894).